

# Einzigartiger Speicheltest

Ohne Nasenabstrich  
Ohne Sputum

**EINFACH  
UND SCHNELL**

Speichel aus vorderem  
Mundraum genügt  
- kein aktives Spucken

## PCL GOLD ANTIGEN SALIVA SCHNELLTEST



**BfArM-GELISTET**

**EVALUIERT DURCH DAS  
PAUL-EHRLICH-INSTITUT**

Als Laintest oder Profitest verfügbar  
Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Probenentnahme durch passiven Speichelfluss
- Kein aktives Spucken
- Kein Hochwürgen aus dem hinteren Rachenraum wie bei herkömmlichen Spucktests
- Kein Nasen- oder Rachenabstrich
- Einfache Handhabung für alle Altersgruppen
- Überall hygienisch einsetzbar
- Schnelles Ergebnis nach 10 Minuten
- Mit vorgefüllten Teströhrchen
- Sichere und hohe Qualität aus Korea

## Sicher und einfach in der Durchführung

- Erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Sensitivität und Spezifität, die vom Robert Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut erstellt wurden.
- Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
- Da für den Test nur eine kleine Menge Speichel aus dem vorderem Mundraum genügt, ist die einfache Probenentnahme für alle Altersgruppen geeignet.

**1** Etwas Speichel von unterhalb der Zunge direkt ins Röhrchen geben - bis zur Markierung

**2** Röhrchen mit Deckel verschließen und 10-mal über Kopf drehen

**3** Drei Tropfen der gemischten Flüssigkeit auf die Kassette geben und 10 Minuten warten

**94% SENSITIVITÄT**

**99,99% SPEZIFIZITÄT**

## SARS-CoV-2 PCL Ag Gold Saliva Schnelltest

- Als Laientest oder Profitest
- Angenehme Probenentnahme durch passiven Speichelfluss
- Speichel aus vorderem Mundraum genügt (kein aktives Spucken)
- Ideal für alle Altersgruppen
- Komplettes Kit im Lieferumfang:  
Alle Komponenten für aussagekräftigen Test im Set enthalten
- Verlässlich auch bei Mutationen
- Testergebnis nach 10 Minuten
- 94% Sensitivität
- 99% Spezifität
- BfArM-gelistet (AT362/20)
- Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM 5640-S-032/21
- Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung
- 1, 5 oder 50 Tests pro Verpackungseinheit
- Lagerung bei 2°-30°C
- Testdurchführung bei Raumtemperatur 15°-25°C

## Test-Inhalt (1, 5 oder 50 Tests pro Verpackung)

- Testkassette (einzeln eingeschweißt)
- Teströhrchen mit vorgefüllter Extraktionspufferflüssigkeit
- Trichteraufsatz
- Filterdeckel
- Gebrauchsanweisung



In einer Vergleichsstudie zwischen dem Roche, Abbott und PCL Gold Saliva Schnelltest (bei 200 Proben) liefert der PCL Test die höchste analytische Sensitivität.<sup>1</sup>

## Klinische Studie<sup>2</sup>

PCL COVID19 Ag Gold Saliva	RT-PCR Positiv	RT-PCR Negativ	PCL COVID19 Ag Gold Saliva Positive Übereinstimmung PPA (%)	PCL COVID19 Ag Gold Saliva Negative Übereinstimmung NPA (%)
Positiv	33	0	94,29%	100%
Negativ	2	70		
Gesamt	35	70		

<sup>1</sup>Comparison of three SARS Antigen Rapid Assays, Prof. Dr. M. Schmidt, Prof. Dr. E. Seifried, DRK-Blutspendendienst Baden-Württemberg, Hessen, Gemeinnützige GmbH, Deutsches Rotes Kreuz  
<sup>2</sup>SARS-CoV-2 PCL COVID19 Ag Gold Saliva. Gebrauchsanweisung, Artikelnummer COV04S