

Spitzen-Qualität


LoD-Wert 50



3-IN-1

Nasenabstrich vorne
Nasenabstrich hinten
Rachenabstrich

3-IN-1 VAZYME SARS-COV2 ANTIGEN SCHNELLTEST



BfArM-GELISTET

**EVALUIERT DURCH DAS
PAUL-EHRLICH-INSTITUT**


Als Liantest oder Profitest verfügbar
Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Absolute Spitzen-Qualität
- LoD-Wert 50 TCID50/ml
- 3-in-1:
Nasenabstrich vorne + hinten + Rachenabstrich
- Schnelles Ergebnis nach 10 Minuten
- Einfache Handhabung
- Überall hygienisch einsetzbar
- Mit vorgefüllten Teströhrchen
- CE-Zertifiziert für internationalen Export

Sicher und einfach in der Durchführung

- Erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Sensitivität und Spezifität, die vom Robert Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut erstellt wurden.
- Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.



3in1 Vazyme Schnelltest

- SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest
- Als Liantest oder Profitest
- 3in1-Schnelltest:
Nasenabstrich vorne + hinten + Rachenabstrich
- 50 TCID50/ml LoD-Wert
- Testergebnis nach 10 Minuten
- Einfache Handhabung
- Komplettes Kit im Lieferumfang:
Alle Komponenten für aussagekräftigen Test im Set enthalten
- Röhrchen sind vorgefüllt und auslaufsicher
- Verlässlich auch bei Mutationen
- Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung
- BfArM Nr.: AT255/20
- Qualität vom TÜV belegt
- CE-Zertifiziert für internationalen Export
- Mindesthaltbarkeitsdatum 18 Monate
- Lagerung bei 4°-30°C

Test-Inhalt (20 Tests pro Verpackung)

- Testkassetten (einzeln eingeschweißt)
- Teströhrchen mit vorgefüllter Extraktionspufferflüssigkeit
- Sterile Teststäbchen
- Gebrauchsanweisung



98,88% SENSITIVITÄT

100% SPEZIFIZITÄT

